

Bobby EVO

Lekki składany wózek transportowy



Obrazy wyłącznie w celach ilustracyjnych. Niektóre funkcje mogą być opcjonalne.

Tworzymy nowe możliwości

Specyfikacja techniczna Bobby EVO

szerokość całkowita	szerokość po złożeniu	szerokość siedziska	wysokość podłokietnika	wysokość siedziska	wysokość oparcia	wysokość podnóżka	głębokość siedziska	długość całkowita	wysokość całkowita	promień skreću	waga	waga użytkownika

490	260	420	200	490	440	390-420	420	1010	900	1500	9,60	115
550	260	480	200	490	440	390-420	420	1010	900	1500	10	115

Pomiary w mm, waga w kg - Dopuszczalne odchylenia rozmiarów (±15 mm, 1,5 kg).

Kompaktowy i składany

Bobby EVO to idealny kompaktowy, składany wózek. Lekki i łatwy do złożenia w kilka sekund.

- Odchylane podłokietniki
- Dwa hamulce ręczne
- Hamulce dla osoby asystującej
- Podłokietniki z podparciem
- Podnóżek z możliwością regulacji kąta nachylenia
- Regulowane paski na kostki

Na wakacjach, na lotnisku lub w szpitalu transfer z punktu A do punktu B jest łatwy dzięki **Bobby EVO**.



Vermeiren Polska sp. z o.o.

ul. Łączna 1
55-100 Trzebnica
Polska

Tel.: +48 71 387 42 00
Fax: +48 71 387 05 74

www.vermeiren.pl - info@vermeiren.pl

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą



VERMEIREN
Tworzymy nowe możliwości