



Ssak chirurgiczny z pedałem umożliwiającym pompowanie za pomocą nogi lub ręki. Urządzenie lekkie w przenoszeniu i proste w użyciu. Pedał wykonany z wysokiej jakości metalu, obudowa z tworzywa odpornego na wysoką temperaturę oraz uszkodzenia mechaniczne.

AKCESORIA W ZESTAWIE

- metalowy pedał,
- zbiornik z poliwęglanu 400 ml z zaworem zabezpieczającym przed przepiętnieniem,
- dreny silikonowe,
- filtr bakteryjny,
- łącznik drenów.

DANE TECHNICZNE

- podciśnienie: 40 kPa,
- przepływ: 22 l/min,
- waga: 1,15 kg,
- wymiary: 22x16x8cm.